

sempermed® 
supreme green

SUPREME GREEN DER OPTIMIERTE UNTERZIEHHANDSCHUH

GLATTERE OBERFLÄCHENSTRUKTUR – noch bessere Anziehbarkeit

DÜNNERE WANDSTÄRKE – mehr Tastgefühl

HOHE SICHERHEIT – leichtes Erkennen von Perforationen

100+ YEARS
- EST. 1920 -
sempermed®
YOUR GLOBAL GLOVE EXPERT

DER OPTIMIERTE UNTERZIEHHANDSCHUH

Die grüne Farbe erleichtert die frühzeitige Erkennung einer Handschuhperforation während der Operation. In Kombination mit sempermed® supreme oder sempermed® supreme plus bietet der sempermed® supreme green daher eine sichere Handschuhlösung.

OPTIMIERTER INFEKTIONSSCHUTZ

Doppelte Behandschuhung bietet zusätzlichen Schutz vor blutübertragbaren Infektionen und reduziert das Risiko von Perforationen. Die grüne Farbe des Unterziehhandschuhs ermöglicht das frühzeitige Erkennen von eindringender Flüssigkeit zwischen den Lagen, indem sich die Umgebung der Perforation verfärbt. Der äußere Handschuh kann sofort gewechselt werden.

DOPELTE BEHANDSCHUUNG

Der Unterziehhandschuh ist an den sempermed® supreme angepasst und kann dank der glatteren Oberflächenstruktur schnell angezogen werden. Die deutlich reduzierte Wandstärke erlaubt ein noch feinfühleres Arbeiten bei gleichbleibender Sicherheit.

HOHER TRAGEKOMFORT

Die Handschuhform entspricht der entspannten Handhaltung mit natürlich gekrümmten Fingern und gewährleistet neben hohem Tragekomfort, dass Sie mit Sempermed-OP-Handschuhen ermüdungsfrei arbeiten können.



TECHNISCHE DATEN

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung		
MATERIAL	Naturlatex (NR)		
FARBE	Grün		
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit gekrümmten Fingern und Rollrand		
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäß EN 455-2	5½, 6 und 6½ / median 270 mm 7, 7½ und 8 / median 280 mm 8½ und 9 / median 285 mm		
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,17-0,20 mm		
BARRIEREEIGENSCHAFTEN Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65		
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	median 12 N		
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre		
STERILISATION	Bestrahlung STERILE R		
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar		
KENNZEICHNUNG UND KONFORMITÄT ZU NORMEN	EN 455-1/-2/-3/-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 556, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ISO 15223-1		
ZWECKBESTIMMUNG gemäß MP-Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)*		
ARTIKELNUMMERN	Größe 5½ 823756521	Größe 7 823756701	Größe 8½ 823756821
	Größe 6 823756601	Größe 7½ 823756721	Größe 9 823756901
	Größe 6½ 823756621	Größe 8 823756801	



KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Investments Asia Pte. Ltd.
8 Jurong Town Hall Road, #29 – 03 to 06 The JTC Summit,
Singapur 609434, Singapur
Tel.: +65 6274 4861 · Fax.: +65 6274 6977

Sempermed Europe GmbH
Am Belvedere 10,
A-1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (<https://www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/chemical-resistance-sempermed-brands/>)
WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter «Produkte». **Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.
ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen. Semperit übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen. © Copyright 2022 Sempermed