

**sempermed®**   
**syntegra green**

## **SYNTEGRA GREEN GRÜNES LICHT FÜR MEHR SICHERHEIT IM NATURLATEX-FREIEN OP**

**GLATTERE OBERFLÄCHENSTRUKTUR** – optimierte doppelte Anziehbarkeit  
**UNTERZIEHHANDSCHUH FÜR ERHÖHTEN INFEKTIONSSCHUTZ** –  
leichteres Erkennen von Perforationen  
**OPTIMIERTE PASSFORM** – der optimale Unterziehhandschuh  
für den sempermed® syntegra IR und den sempermed® syntegra UV

**100+** YEARS  
- EST. 1920 -  
**sempermed®**  
YOUR GLOBAL GLOVE EXPERT™

## GRÜNES LICHT FÜR MEHR SICHERHEIT IM NATURLATEX-FREIEN OP

Der hinsichtlich der Oberflächenstruktur optimierte sempermed® syntegra green gibt grünes Licht für mehr Sicherheit. Dank seiner glatteren Oberflächenstruktur und der optimierten Passform, ist er die optimale Verbindung zum sempermed® syntegra IR und sempermed® syntegra UV: Ein perfektes Paar das ganzheitlich auf Naturlatex verzichtet.

- Unser **SEMPERMED® SYNTEGRA GREEN** ist der ideale Unterziehhandschuh bei sensibler Haut.
- Seine **VERBESSERTE, GLATTERE OBERFLÄCHENSTRUKTUR** ermöglicht leichteres Anziehen und schnellen inter-operativen Handschuhwechsel.
- Die grüne Farbe ermöglicht **FRÜHZEITIGES ERKENNEN VON EINDRINGENDER FLÜSSIGKEIT** zwischen den Handschuhen, indem sich die Umgebung der „Perforation“ verfärbt.
- Die spezielle Polyisopren-Rezeptur des **SEMPERMED® SYNTEGRA GREEN** imitiert die strukturellen Eigenschaften von Naturlatex in höchster Perfektion ohne dessen Nachteile: **HÖCHSTE ELASTIZITÄT** und **GESCHMEIDIGKEIT BEI HERVORRAGENDER REISSFESTIGKEIT, EXZELLENTES PASSFORM** und **AUSGEZEICHNETES TASTGEFÜHL**.
- In Verwendung mit dem sempermed® syntegra IR oder dem sempermed® syntegra UV stellt der **SEMPERMED® SYNTEGRA GREEN** die optimale **NATURLATEX-FREIE VERBINDUNG** dar, welche **FREI VON PUDER** und **ALLERGENEN NATURLATEX-PROTEINEN** ist und bei bestehender oder vermuteter Latexallergie (Typ-I-Allergie) sowie zur Prävention verwendet werden kann.
- Optimal aufeinander abgestimmte Passformen in Verbindung mit dem sempermed® syntegra IR und dem sempermed® syntegra UV ermöglichen **HÖCHSTEN TRAGEKOMFORT** und **WENIGER HANDERMÜDUNG**.



## TECHNISCHE DATEN

<b>TYP</b>	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung					
<b>MATERIAL</b>	Synthetisches Polyisopren					
<b>FARBE</b>	Grün					
<b>HANDSCHUHFORM</b>	Vollanatomisch mit gekrümmten Fingern und Rollrand					
<b>GRÖSSE/GESAMTLÄNGE</b> gemäß EN 455-2	5½, 6 und 6½ / median 270 mm 7, 7½ und 8 / median 280 mm 8½ und 9 / median 285 mm					
<b>WANDDICKE</b> im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19-0,24 mm					
<b>BARRIEREEIGENSCHAFTEN</b> Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65					
<b>REISSKRAFT</b> gemäß EN 455-2	median 9 N					
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b> in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre					
<b>STERILISATION</b>	Bestrahlung <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STERILE R</span>					
<b>VERPACKUNG</b>	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar					
<b>KENNZEICHNUNG UND KONFORMITÄT ZU NORMEN</b>	EN 455-1/-2/-3/-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 556, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ISO 15223-1					
<b>ZWECKBESTIMMUNG</b> gemäß MP-Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)*					
<b>ARTIKELNUMMERN</b>	Größe 5½	827053521	Größe 7	827053701	Größe 8½	827053821
	Größe 6	827053601	Größe 7½	827053721	Größe 9	827053901
	Größe 6½	827053621	Größe 8	827053801		

NATURLATEX FREI



### KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Investments Asia Pte. Ltd.  
8 Jurong Town Hall Road, #29 – 03 to 06 The JTC Summit,  
Singapur 609434, Singapur  
Tel.: +65 6274 4861 · Fax.: +65 6274 6977

Sempermed Europe GmbH  
Am Belvedere 10,  
A-1100 Wien, Österreich  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

\* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (<https://www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/chemical-resistance-sempermed-brands/>)

**WICHTIGER HINWEIS:** Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com) unter «Produkte». **Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

**ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen. Semperit übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen.** © Copyright 2022 Sempermed